

angelcare

Reloj teléfono con GPS

SOS 24h / 365 días



Manual de Usuario

Atención al cliente

www.vitalcare.es

vitalcare

Contenidos

1. Angelcare términos y condiciones

Derechos de autor y licencias de software
Notas

2. Información sobre uso y seguridad

Precaución
Instrucciones importantes de funcionamiento
Especificaciones Técnicas

3. Aspecto y descripción

Aspecto
Empaquetado de angelcare
Descripción de iconos en pantalla

4. Consejos y operaciones básicas

Indicador de batería
Guía de usuario

5. Funciones y características

Función de los botones
Funciones en pantalla

6. Plataforma web angelina

7. Configuraciones en Plataforma

8. Solución de problemas

9. Garantía

Garantía
Exclusión y límites de la garantía

1. Términos y condiciones

Derechos de autor y licencias de software

Importante: Al utilizar el dispositivo angelcare usted acepta que quedará vinculado por los siguientes términos y condiciones aprobados por Vitalcare Global System Technology, S.L., y otros terceros

Notas

- El uso principal de este dispositivo es la de localizar al usuario en caso de emergencia, no realizar llamadas telefónicas. Por favor, no lo use mientras se está cargando, solo en caso de emergencia.
- Con el fin de evitar cualquier mal funcionamiento o interferencias, compruebe con dispositivos de terceros fabricantes que su equipo es compatible.
- La utilización de la comunicación de dos vías afecta a la duración de la batería considerablemente, el mal uso puede afectar en el rendimiento.
- Sustitución de baterías y las tarjetas SIM sólo debe ser realizado por técnicos o personal capacitado de Vitalcare.
- Se recomienda que el dispositivo se ponga a cargar por lo menos durante dos horas todos los días. El no realizar esta carga puede afectar al rendimiento del dispositivo y por ello a la localización del GPS, en caso de emergencia puede ser errónea así como la comunicación puede fallar.
- Al cargar la batería, debe hacerse a temperatura ambiente.
- Nunca exponga las baterías a temperaturas por debajo de -10 °C o por encima de 45 °C.
- SAR estándar 2.0W/kg. Valor de prueba: 0.122W/kg

2. Uso y Seguridad

Precaución

- El mal uso del dispositivo anulara las garantías.
- No abra ni manipule el dispositivo, existen riesgos.
- No cambie o sustituya la batería.
- El reloj debe permanecer apagado en zonas peligrosas, como en un avión, gasolinera u hospitales. La interferencia podría crear un riesgo de explosión.
- No sumergir el dispositivo en ningún líquido.

Información de funcionamiento adicional

- Compruebe que tiene cobertura de telefonía móvil y está recibiendo una señal GPRS desde su propio operador de telefonía.(esta comprobación debe hacerla al menos una vez por semana)
- El reloj soporta tres modos diferentes de posicionamiento, GPS, GSM / GPRS y Wi-Fi.
- El reloj no funcionará si está fuera de cobertura.

Especificaciones técnicas.

Artículo	Especificaciones
CPU	ARM 7, 32bit 260MHz
Pantalla	IPS 1.5" 240x240 HD / Pantalla Táctil Capacitiva
GSM	2G doble banda GSM 900/DCS 1800
GPRS	Class 12
GPS	Antena integrada de alta sensibilidad
Bluetooth	Bluetooth 3.0 (Compatible 2.1)
Wifi	IEEE 802.11™ b/g/n
G-Sensor	Sensor acelerómetro 3D
Altavoz	Amplificador de voz
Batería	550mAh Li-ion batería. Stand by 140hrs
Color	Blanco / Negro
Resistencia al agua	IP67 no sumergible
Cargador	Diseñado específicamente para personas mayores

3. Apariencia y Descripción

1. Pantalla Táctil.



2. Puesta en marcha, pulse durante 3 segundos para activar el reloj (la pantalla debe encenderse, haga lo mismo para apagar el equipo. Aparecerá en pantalla una notificación de apagado)

Medición y recogida de lecturas con el reloj encendido (un toque para que aparezca el menú, toque en el icono correspondiente para entrar y tocar una segunda vez para recoger la información después de la medición está completa).

3. Hora (pulse el botón para ver la hora)
4. Llamada de emergencia SOS. (presione el botón durante tres segundos y automáticamente se producirá la llamada al servicio de emergencia, acerque el reloj a la cara para poder oír y hablar con más claridad.) (para anular la llamada pulse el botón superior izquierdo)
5. Marcación rápida. (pulse el botón para hacer llamadas consecutivas, según configuración)
6. Micrófono
7. Altavoz
8. Pin de carga Resistente al agua (mantener lo más limpio posible)
9. Tapa de la Sim (verificar que está bien cerrada)

Embalaje angelcare

Incluye :

- Reloj Teléfono GPS.
- Cargador con cable USB.
- Manual de Usuario del Producto.

4. Consejos y operaciones básicas batería

Indicadores de Batería

El tiempo de carga normal es de 2-3 horas, dependiendo de la energía restante. Para recargar el reloj utilice el cargador y el cable proporcionado.

¡Por favor, asegúrese de tener cuidado al colocar el reloj en el cargador!

Paso uno: colocar y conectar la clavija de carga del lado izquierdo del reloj en la parte interior del cargador.



Paso dos: cerrar la tapa para iniciar la carga.

Usted debe ver una imagen de fondo verde en el reloj que muestra que se está cargando actualmente. Cuando la batería está completamente cargada, se mostrará otra imagen completada.



Cargando



Carga Completa

GUIA DE USUARIO

Función	Como se
Activar / Desactivar	Pulse 2 segundos para encender. Pulse brevemente para las lecturas de medición. Pulse 3 segundos para que se apague. Pulse el botón " Aceptar " para confirmar.
Modo ahorro / Encendido	Trascurridos 15 segundos sin tocar la pantalla el Dispositivo entrara automáticamente en modo espera.
Contestar a una llamada	El reloj angelcare puede recibir llamadas de cualquier teléfono. Para contestar la llamada, presione el botón "hora" o simplemente tocar la pantalla una vez.
Finalizar llamada	Pulse el botón de encendido o apagado en la parte superior izquierda.
Detección de caídas	En caso de falsa alarma, el usuario tiene 10 segundos para tocar el botón de pantalla "cancelar " y abortar la llamada automática de detección de caídas.
Volumen	Durante una llamada, pulse la tecla " SOS " para aumentar el volumen y pulse el botón " Marcación rápida " para disminuirlo.

5. Funciones y características

Función de los botones

Hay 4 botones alrededor del reloj y cada uno de ellos tiene una función particular.

Botón superior izquierdo:

Pulse 2 segundos para encender.

Pulse brevemente para las lecturas de medición.

Pulse 3 segundos para que se apague.

Pulse el botón " Aceptar " para confirmar
Pulse este botón una vez para que aparezca la pantalla de medición.
Usted tendrá que elegir entre cuatro opciones diferentes.

- Presión arterial
- La glucosa en sangre
- Oxígeno en la sangre
- El peso y la grasa corporal

Toque la pantalla para seleccionar la medición correspondiente.

Una nueva página en el dispositivo debería aparecer.

Si el icono es de color verde, significa que el dispositivo ha sido emparejado y está listo para trabajar.

Toque la pantalla una vez para recoger la lectura y así ser almacenada en la plataforma.

Botón inferior izquierdo:

Pulse este botón para mostrar la hora como un reloj normal.

Botón superior derecho:

Pulse el botón rojo para activar una llamada de emergencia.

Mantenga el botón pulsado hasta que aparezca una imagen de una ambulancia. Una vez hecho esto el dispositivo realiza una llamada al número de teléfono SOS preestablecido y entrar en comunicación.

Botón inferior derecho:

Pulse este botón para activar una llamada a los números de teléfono preestablecidos.

Funciones en la Pantalla

Otra funciones de pantalla

- Deslice la pantalla de arriba a abajo y aparecerá la lectura de medición más reciente.
- Deslice la pantalla de abajo a arriba y aparecerá en el reloj a información básica como la versión de firmware, la última vez sincronizada y la batería restante.
- Deslice la pantalla de izquierda a derecha, aparecerá información del tiempo (según configuración)
- Previsión y ropa consejos según el tiempo actual. (Según configuración)

Deslice la pantalla de derecha a izquierda y aparecerá la función de podómetro. A continuación, puede encenderlo tocando "Activate".

Descripción de iconos de pantalla



Nivel de carga de batería



Intensidad de señal GSM



Bluetooth / transferencia de datos Bluetooth



Conexión GPRS establecida / Transferencia de datos GPRS



Llamadas perdidas



SMS



Alerta de caídas ON



Alerta de caídas OFF



Alerta de caídas LOW G exceeded



Alerta de caídas HIGH G exceeded



Sensor de caída se ha activado, la alerta se mostrará después de unos segundos sin movimiento

6. Plataforma web Angelina

Para acceder a la plataforma de web de aplicaciones, necesita un usuario y contraseña, si no los ha recibido póngase en contacto info@vitalcare.es

7. Configuración de Plataforma Angelina

Recordatorios de Interés:

Desde la plataforma angelina usted puede configurar datos de interés como movilidad, depósito de llaves, patologías, alergias, etc...

Vitalcare le recomienda que estos datos sean lo más fiables y que se actualicen con regularidad.

Datos de Familiares:

Desde la plataforma angelina usted puede configurar hasta 3 familiares o personas de contacto para en momentos de emergencia avisarles. Vitalcare le recomienda que estos datos sean lo más fiables y que se actualicen con regularidad.

Recordatorios Medicamentos:

Desde la plataforma angelina usted puede configurar hasta 4 recordatorios de toma de medicamentos, de una forma fácil y sencilla, solo es necesario introducir la hora de la toma y dar a guardar y automáticamente quedará todo configurado y el dispositivo angelcare le avisara con una música y una imagen.

Recordatorios visitas al médico:

Desde la plataforma angelina usted puede configurar hasta 2 recordatorios de citas médicas, de una forma fácil y sencilla, solo es necesario introducir hora, fecha de la cita, dar a guardar automáticamente quedará todo configurado y el dispositivo angelcare le avisara con una música y una imagen.

Configuración de Alertas:

Desde la plataforma angelina usted puede activar las alertas que precise, de una forma fácil y sencilla, solo es necesario entrar en configuración y establecer valores máximos y mínimos y activar la casilla, dar a guardar y automáticamente quedará todo configurado.

8. Solución de problemas

Problemas	Solución
Los botones no funcionan	Asegúrese de que el reloj está encendido Asegúrese de que el reloj está cargado
No es posible cargar la batería	Asegúrese de que el cargador está bien enchufado, conectado a la clavija de carga del reloj
Botón SOS no funciona	Asegúrese de que el dispositivo está cargado y que se mantiene pulsado el botón de SOS

9. Angelcare garantía

Garantía

Las obligaciones en virtud de la garantía otorgada por Vitalcare por su producto de hardware están limitadas a estas condiciones. Vitalcare garantiza que, en condiciones normales de uso, este reloj como los productos de hardware de la marca Vitalcare permanecer libres de defectos de fabricación. Dicho elementos están garantizados por dos años desde la fecha de compra.

En caso de un defecto de hardware Vitalcare se compromete a solucionar cualquier defecto de hardware de forma gratuita la sustitución de nuevos componentes o piezas nuevas en términos de funcionalidad y fiabilidad, reemplazará el producto por un producto nuevo o reacondicionado equivalente a un nuevo producto en términos de funcionalidad y fiabilidad, y cuyo rendimiento es al menos equivalente a la del producto original.

Exclusiones y limitaciones

Queda excluido de la garantía el mal uso del reloj, roturas por golpes, por sumergir el reloj en cualquier líquido, por uso distinto para el que fue concebido.